

(曜日休刊)

昭和15年8月17日第3種郵便物認可

日刊

THE NIKKAN

工業

KOGYO SHIMBUN


新聞

7月1日 木曜日

2021年(令和3年)

薬液を効率的に採取

三田理化メデイカル(東京都文京区千種潤也社長)は、薬液をバイアル(薬瓶)から注射器に効率的に採取できる機器「クイックファイラー写真」を発売した。最大6本の薬瓶を逆さまに機器にセットして採取するため、作業の時間短縮につながる。新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場や職域接種などでの活用を想定する。消費税抜きの価格は6万9000円。



薬瓶を持たずに採取できるためシリンジ(注射筒)の目盛を確認しやすい。