

インスリン収納ケース

初めてのインスリン治療導入教育に最適！

特許出願中

投与キット 1週間分を収納できる
在宅医療の支援ツール

管理・使用・記録・廃棄まで
一括収納 & カスタマイズ機能

ハードタイプならではの
清潔・安全による安心感
アルコール消毒可能！

■旅行、出張時にも
必要分の持ち運びと、旅先での管理

■災害時にも
これさえ持ち出せば、という安心

■病院からの支給品として
スムーズなコミュニケーション



薬・副作用メモ



医療廃棄物入れスペース
[市販のフタ付密閉容器を利用可]

交換針、センサー、薬等の収納スペース

取付/取外し可能な3枚の仕切板

仕様

本体寸法	W258×H189×D62
ケース本体	ABS
ハンドル、ロック、仕切板、内フタ、トレイ	ポリプロピレン
インナーポケット	ナイロン
ヒンジピン	SUS

商品規格

品名	カラー	包装	型式	JANコード
インスリン収納ケース	白	個包装用	MISC-W1	4580580380014
		集合包装用 (10ケ)	MISC-W10	14580580380011
	ピンク	個包装用	MISC-P1	4580580380021
		集合包装用 (10ケ)	MISC-P10	14580580380028
	黄	個包装用	MISC-Y1	4580580380038
		集合包装用 (10ケ)	MISC-Y10	14580580380035
販売予定を お問い合わせください	緑	個包装用	MISC-G1	4580580380052
		集合包装用 (10ケ)	MISC-G10	14580580380059
	紺	個包装用	MISC-N1	4580580380069
		集合包装用 (10ケ)	MISC-N10	14580580380066
	黒	個包装用	MISC-B1	4580580380045
		集合包装用 (10ケ)	MISC-B10	14580580380042



設計・製造 株式会社ケーツー <http://www.k2-net.co.jp>

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

raccoon-medical.co.jp



2023/12/22