

Toothbrush extension holder 歯ブラシ延長ホルダー

歯みがきを自分で！

肘関節が曲がりにくい
患者様へ

受注販売

国立国際医療研究センター 共同開発



お使いの歯ブラシ柄の形状を測定、
必要な延長寸法を承り、設計制作します

ワンタッチ差し込みの
三重らせんクランプ

軽量、丈夫で扱いやすく
水に浮く中空構造

向きをコントロールしやすい
三角グリップ

食器用洗剤の使用が可能



御使用状況に合わせて、
増し締めサポーター、
スタンドもご用意します（別途受注）

使用方法

- クランプを拵げすぎないよう、
ゆっくり真っ直ぐに差し入れてください。
- 右に回すとゆるむ、
左に回すと締めつける作用が働きます。
- 歯ブラシの柄が特別に太い場合は無理に押し込まず、
クランプの途中で保持してください。
- 柄の形状によってはサポーターでの増し締めが必要となります。

寸法：直径22×長さ155～
重量：26g 材質：PETG

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041

raccoon-medical.co.jp

