

病院看護師様の声から開発!

意匠登録済

そして、医師の
オペ中の不安も解決!


- 点滴患部を完全ガード
- 医師の体重による
患者患部の圧迫防止
- 一人で体位固定が可能
- 大腿動脈へのカテーテル挿入時
医師のアームレストとして

▼ 点滴患部の観察が容易! ▼



ステンレスタイプ

▲ ベッドマット下へ簡単に挿入 ▲



▼ 取り替え可能なカバー ▼

スチールコーティングタイプ

- 電気メス接触による
患部火傷を予防する
ビニールカバー

※患者の体型に合わせた高さのガードが選べます。

標準寸法：W300mm×D210mm×H210 mm

材質：ステンレス製 (SUS304)

鉄製 (ホワイトコーティング クッション付き)

