

Insuline Asist Holder インスリン補助具

握る力が弱くてもしっかり保持！

兵庫医療大学 天野 学 監修

押しやすい位置に自動セット

指間の空間を埋め
安心感と固定機能を担う
ディスクリム

製剤が逃げず、
親指の操作に集中できます

手から落とさない
骨格に合わせるループフレーム



ループフレームは取り外して
使用することも可能です

残量 確認窓

本体と共にキャップも装着可能

安定したグリップと
ソフトな感触を与えるサイドリム

■5種のインスリンデバイスへ対応

- フレックスペン®
- フレックスタッチ®
- ミリオペン®
- ソロスター®
- 富士フィルム社製 BS注キット「FFP」

仕様

本体寸法	W46×H91×D30(アルミ部品除く)
製造	FDM3Dプリント
材質	ASA(本体) 塩化ビニル皮膜付き軟質アルミ

製品規格 (本カタログ品は試用後に購入 / 返品可能です)

品名	型式
インスリン補助具 ISAD-1	右用 ISAD-1 (R)
	左用 ISAD-1 (L)



三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

raccoon-medical.co.jp



2023/12/13