

## 抑制ミトン

エラストマー粒の触感によるストレス解消!



通気性の高いメッシュ素材

手を入れやすい  
回転予防1ステッチ(仕切り)

洗濯・乾燥しやすい  
着脱式エラストマー粒パック

優しく・清潔・安全です

裏地はエクスライブ®加工  
吸湿発熱・放湿冷却・消臭・抗菌  
防臭・Phコントロール・静電・UVカット

サイズ調節バンド装備  
適応サイズ：手首周り:15cm~20cm

脈取り用ホール

拘束バンド対応(オプション)



カバーホックのみ購入可  
(着脱・取替できるので経済的)

洗濯条件	洗濯機	脱水機	乾燥機
本体	○(30℃)	○(緩め)	×
エラストマーパック	○(30℃)	○(緩め)	×

材質 ①掌側(ライトグリーン)	ポリエステル65% 綿35%	日本製
②甲側メッシュ(ホワイト)	ポリエステル100%	日本製
③マジックテープ	ナイロン製	
④裏地(薄茶)	ポリエステル100%	日本製
⑤ベルト	織テープ	
⑥ホック取り付け布	ポリエステル	
⑦タッチホック	メッキPSSL(検針シルバー)	
⑧角カン(白)	樹脂製	
⑨手首ベルト・拘束ベルト(白・黒)	アクリルテープ	
⑩エラストマー粒	ポリオレフィン(耐熱160℃~170℃)	

### 商品規格

フリーサイズ(男女大人のみ)

品名	仕様・梱包	型式	JANコード
抑制ミトン本体	左右1着	M-1	4589413370147
抑制ミトン取替えカバーホック	1個入り	M-101	4589413370154
抑制ミトン拘束バンド	左右1本	M-102	4589413370437

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102  
TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

[raccoon-medical.co.jp](http://raccoon-medical.co.jp)



2023/12/13