



製品紹介動画

使い捨て 長袖プラスチックガウン

薄手タイプ

L

サイズ

ガウンの着脱方法

胴体への装着



袖口への装着



取り外し



取り扱い上の注意

- ⚠️《警告》●この袋は、幼児や子供にとって窒息など危険が伴うものです
幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⚠️《注意》●突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますので、
注意してください。
- 可燃物ですので火のそばに置かないでください。
- 材質：低密度ポリエチレン

寸法	袖丈	同幅	胴丈前 / 後
S	400mm	800mm	1100/900mm
M	450mm	850mm	1100/900mm
L	500mm	900mm	1100/900mm

日本製

製造

株式会社ミヤゲン

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041

racoon-medical.co.jp

