

まだ今のガウンでガマンしますか？

長袖プラスチックガウン薄手タイプ

Easy 脱着 ガウン(EDG)

5秒で着れて5秒で脱げる
それでいて安心・安全

目立たないけど 随所に工夫

- 1人で素早く脱ぎ着したい
- 感染症の心配を減らしたい
- 防護服のコストを抑えたい



GOOD DESIGN AWARD 2021
グッドデザイン金賞

上の3つに一つでも当てはまれば
ぜひ動画をご覧ください。

お悩み解決できます。



三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041

racoon-medical.co.jp



1秒もムダにできない医療従事者様のために！

素早く着る・脱ぐ 安心・安全の日本製

商品の工夫



袖口が必要な分だけ開き
余計に大きく開かない構造



襟元が大きく開かない仕組み



背面のミシン目が入っていて
前面部分に触れることなく丸めて廃棄

お客様の声



●手首が今までにない、良いフィット感だった

脱ぐときにも配慮してあり安心感がある

●脱着がとにかく楽で時短にもなった


(兵庫県医療法人K病院様)

●ひもつきを使用していたが背面が空いていて

不安だったがこの商品は背面も保護されているので安心

(福井県Fクリニック様)

製品仕様



材質 本体：低密度ポリエチレン

日本製

寸法	身長目安 (cm)	袖丈 (mm)	胸幅 (mm)	胸丈前/後 (mm)
S	~165	400	800	1100/900
M	~175	450	850	1100/900
L	~185	500	900	1100/900

(包装仕様：個包装)

製造 株式会社ミヤゲン

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041

racoon-medical.co.jp

