

## ケモ・HDバッグ エコ

### 輸液バッグに触れることなく点滴を！

岐阜大学医学部様 発明品

意匠登録済み



払い出し～投与～廃棄まで安全・安心  
[ケモ・HD 曝露対策チャック袋]

中間フックで高い位置にセット  
穴合わせ不要

クリーンルーム (Class1000) にて製造  
輸液を清潔なバッグで保護

開口させやすいリブ  
手袋着用でも確実に広げられる

残量が見やすい透明素材

ストッパーシール切り取りで  
大きく開口 廃棄チューブが入れやすい

Mサイズ


閉鎖式器具付きにも対応



Sサイズ

仕様

寸法	S: 幅 120 × 長さ 285 mm M: 幅 170 × 長さ 410 mm
素材	PE / LLDPE (透明)



### 安全な廃棄システム

上部チャック：薬液容器入れ口

吊り下げ穴がある中間フラップ

薬液容器

使用済みチューブ・閉鎖式器具など

下部チャック：使用済みチューブ等入れ口

商品規格

品名	入り数	型式	JAN コード
ケモ・HD バッグ エコ S (50、100ml用)	1000 枚	CHDB-S	4589413370529
ケモ・HD バッグ エコ M (250、500ml用)	1000 枚	CHDB-M	4589413370536

