

レスチレン対応 プランジャー アシスト セット

アスピレーションにおいて、
操作をスムーズ、確実にします。

特許・意匠 登録済み

プランジャーアシストリングとして



持ち替える必要がなく
針先がぶれません

押し引きに最適な指当て形状

適度な弾性で柔軟性を保ち
指先に追従するクランプ構造

ワンタッチで取り付け、取り外し、
がたつきなく一体化します。



▶ 取り扱い動画



三田理化メディカル
オンラインショップ



アイボリー

パステル
ターコイズ
(限定色)

イエロー

グリーン

商品規格

材質：ABS (FDM 3D プリント製)

品名	仕様・梱包	型式	JANコード
レスチレン対応 PASET-i	アイボリー 1セット	RPAS-i	4589413370772
レスチレン対応 PASET-p	パステルターコイズ 1セット	RPAS-p	4589413370789
レスチレン対応 PASET-y	イエロー 1セット	RPAS-y	4589413370796
レスチレン対応 PASET-g	グリーン 1セット	RPAS-g	4589413370892

オーダーサイズ、他プランジャー対応はお問い合わせください

未滅菌品
Non-sterilized

パステルターコイズは限定数となります

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

raccoon-medical.co.jp



2023/12/13