


シリンジだけに集中！ 確実・安全！

デザイン保護寄託済み




針先が指に向かわない


バイアル瓶を温めない

高度な手技を必要としないため、
人材確保・持ち回りの幅が拡大

前面オープン設計による
良好な針先視界



最適な瓶角度による
ゴム栓の直視、液の完全採取



仕様

本体寸法	W200×H420×D200
材質	SUS304、シリコン
重量	5.5kg

クイックフィルラーの
使い方動画



商品規格

品名	入り数	型式	JANコード
クイックフィルラー	1台	QF-P6-1	4589413370673

