

点滴キャップ


カーテンへの引っかかりを無くす！

実用新案 登録済み



カーテンネットに点滴スタンドが!
ヒヤリとしたことはありませんか？

キャップで先端をカバー、
スタンド転倒・事故を防ぎます。



簡単! アーム先端に差し込むだけ

確実! リング装着で準備が不要

明快! 安心・安全の目印グリーン

衛生的! 汚れにくく、
アルコール消毒可

寸法:W125mm×φ20mm
重量:6.4g 材質:シリコン(緑)

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041

raccoon-medical.co.jp



点滴キャップ

患者さん自らが動かすスタンドへ優先的に御使用ください。




2個掛けスタンドには2個、
4個掛けスタンドには4個使用し
確実な安全性を保ってください。



U型

O型

丸棒タイプの点滴スタンド
U型、O型に対応しています。



Φ6~7mm

キャップ穴の適合サイズは、
点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。



リングを使用して
落下、紛失を予防してください。

切断防止のため、リング紐を
無理に引っ張らないでください。

商品規格

品名	仕様・梱包	型式	JANコード
点滴キャップ TC-1	1個入り	TC-1	4589413370055
点滴キャップ TC-25	25個入り	TC-25	4589413370062
点滴キャップ TC-100	100個入り	TC-100	4589413370079

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041