

腕装着で感覚、感触をリアルに体験

RACCOON Medical

# sensitiv<sup>®</sup> IV

採血 静注 練習 キット

特許登録済・商標登録済

新人看護職員研修ガイドライン  
看護技術の到達目標項目

- 腕に付けて声掛けを練習
- 実際の肌・血管に近い感触で学ぶ
- 駆血帯の締め具合で怒張状態の感覚を学ぶ
- 逆血で苦手な留置針の練習
- 真空採血バックで連続採血が可能
- 点滴静脈注射、生食ロックを練習




※模擬血液バックは本体に付属しておりません

※ 本品の静注とは点滴静注の手技を示しています


※ 手袋、注射器、注射針、駆血帯、模擬血液バック、真空採血バック、模擬皮下脂肪カバー(.3mm、5mm)及びドレッシング材対応、三方活栓、生食ロック、ドレッシング材は本体に含まれません。

1人トレーニングも

模擬血管は一度に  
3カ所セット



内出血の確認



模擬血液が漏れます

逆血の確認




模擬血管内に針先が入ると  
逆血します

・ 模擬皮下脂肪カバー  
・ 模擬皮膚 (ドレッシング材対応)

模擬皮下脂肪 3mm



模擬皮下脂肪 5mm



しっかり貼れてはがしやすい  
実習時間の短縮

真空採血バック



真空採血管 (約 5cc) 2本の  
連続採血が可能です

※内出血等が発生すると十分な採血量を確保出来ないこともあります

点滴静脈注射  
生食ロック



・点滴静脈注射/生食ロック/陽圧ロック  
などの一連の手技が習得できます

□ 仕様

【本体】

JANコード	4573161310210
型式	KCC-B19-00:腕装着可(滴下対応)タイプ
外形寸法	W253mmxD119mmxH55mm
重量	約 252g

□ 交換部品・消耗品(IV専用品)

	品名/型式/JANコード		品名/型式/JANコード
	sensitivIV®用模擬皮膚カバー KCC-B19-030 JANコード: 4573161310227		sensitivIV®用模擬皮下組織シート KCC-B19-070 JANコード: 4573161310265
	sensitivIV®用模擬皮膚カバー (皮下脂肪 3mm タイプ) KCC-B19-040 JANコード: 4573161310241		模擬皮膚カバーロック具 KCC-B18-110 JANコード: 4573161310166
	sensitivIV®用模擬皮膚カバー (皮下脂肪 5mm タイプ) KCC-B19-050 JANコード: 4573161310258		腕固定ベルト KCC-B18-120 JANコード: 4573161310173
	sensitivIV®用模擬皮膚カバー (ドレッシング材対応タイプ) KCC-B19-035 JANコード: 4573161310234		滴下用排液チューブ KCC-B19-105 JANコード: 4573161310319
	真空採血バックロング(標準)10本入り KCC-B19-100 JANコード: 4573161310272		真空採血バックロング(細)10本入り KCC-B19-101 JANコード: 4573161310289
	滴下採血バックロング(標準)10本入り KCC-B19-102 JANコード: 4573161310296		滴下採血バックロング(細)10本入り KCC-B19-103 JANコード: 4573161310302

販売元

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

**RACoon Medical**

**三田理化メディカル株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-17-13-102

TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-504

<https://www.racoon-medical.co.jp>

