

NEW

上肢保持具

ショルダーハーネスライト SHL-1

退院後も安心・快適なシャワー浴を!

自宅用
個人使用向け



軽量エア構造 (550g)
最適なクッション性

確実な保持の上腕ベルト

腕先が安定する補助ベルト



しなやかなベルトは
親指掛けも出来て
安心です

洗浄・消毒可

水の拭き取り、乾燥、分解などが容易
アルコールの使用可能

組み替えによる左右対応

後継品



ショルダーハーネス SHK-1
(一般医療機器クラス1)

ショルダーハーネスライトSHL-1は自宅用・個人使用向け
浴室用上肢保持具であり一般医療機器ではありません



使い方

三田理化メディカル
オンラインショップ



使用上のご注意

個人使用・自宅浴室での使用を目的としています
複数者による頻繁かつ長期利用は想定していません

- 縫製部に強い力をかけるとほつれ、破れの原因となります。
- 給湯温度 (60°C) 以上の高温のお湯をかけないでください。
- 水中に長時間置かないようにしてください。
- 乾かす際は直射日光を避けてください。
- 耐用使用期間：3ヶ月

国内縫製・超音波溶着 製造 株式会社シーエス

材質

- ①本体・ベルト ポリエステル、ポリ塩化ビニル [三層構造素材]
- ②連結・調整具 ポリアセタール
- ③エアクッション ナイロン、ポリエチレン

商品規格

品名	仕様・梱包	型式	JANコード
ショルダーハーネスライト	ライトグレー色 1式	SHL-1	4589413370765

角度の調整 ベルト長さで本体の高さを変え、角度を可変



三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

raccoon-medical.co.jp



2023/12/13