


計量器つき とろみスプーン

飲食・介助シーンをスマートに!


国立長寿医療研究センター 及び
(株)善による共同開発 [特許出願中]



計量

食事

- とろみ剤の種類に対応
- 粉が付きにくい静電気除去
- 清潔に保ちやすい丸み
- 持ちやすい形状・バランス
- 抗菌加工
- 熱湯消毒可能
- 安心・快適なしなり
- 下に触れにくく衛生的



流れるような一連の動作



寸法: W24mm×L217mm
重量: 15.4g 材質: PP

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

raccoon-medical.co.jp



2023/12/13