


ユーティリティ・ウォーカー

倒れにくい！点滴スタンド + 歩行器

埼玉県立がんセンター様 開発協力

実用新案・意匠登録済み



ごみ袋掛け

コードハンガー

機器スペース

ボンベスペース

軽量・コンパクトで軽快な旋回・走行性と安定設計による優れた安全性

点滴スタンド

高さ調節、左・右取り付け可能

頼りになる肘置き・グリップ

歩行、停止の安全性確保

手持ち品用バスケット

診察券や身の回りの小物類入れ

ごみ袋掛け・コードハンガー

標準装備の高利便性ツール

高い安定性の低重心設計

薬液の振れにも強いバランス性能

スムーズな静音ウレタンキャスター

段差乗り越え、様々な床材にも対応

平行スタッキングデザイン

省スペース=3.3㎡に12台収納



患者様の状況に合わせたカスタマイズオプション

- 酸素ボンベバスケット
- 吸引機 (メラサキューム) シェルフ
- 胸室ドレーンバッグ

本体寸法	W520×D552×H950 (ハンドル部)
ハンドル高さ	950mmと1050mmの2種
フレーム	スチールパイプ(メラミン焼付塗装)
点滴スタンド部	スチールパイプ(クロムメッキ) 1200mm~2000mm 高さ調節可 点滴他チューブ固定具付き
キャスター	φ100 ウレタン単輪静音キャスター
特注	寸法・オプション追加に対応可

商品規格

品名	追加機能	型式	JAN コード
ユーティリティ・ウォーカー オリジナル		MUW-1	4589413370475
ユーティリティ・ウォーカー 吸引器搭載タイプ	酸素ボンベバスケット	MUW-O-1	4589413370482
ユーティリティ・ウォーカー		MUWS-1	4589413370499
ユーティリティ・ウォーカー 吸引器搭載タイプ	酸素ボンベバスケット	MUWS-O-1	4589413370505

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

TEL 03-3812-5394 FAX 045-301-8605

raccoon-medical.co.jp



2023/12/13